

Clé à étais Nanovib®

indice : 2



UTILISATION

° Remplace l'utilisation du marteau pour serrer/desserrer les écrous d'étais, de tours d'étaie et les échafaudages.

PREVENTION DES RISQUES

 ° **Prévention de la perte d'audition**

- **100% de bruit en moins**

- Supprime le bruit causé par la frappe du marteau sur un écrou d'étau. Ce bruit atteint 100 décibels, c'est-à-dire 20 dB(A) au dessus du seuil de risque de lésion auditive.

 ° **Réduction des vibrations**

- Réduit les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) de l'avant bras résultant des vibrations provoquées par la frappe du marteau sur l'écrou d'étau.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ° N'abîme pas les écrous d'étaie.
- ° Poignée gaine caoutchouc : confort de la prise en main.
- ° Extrémité de la poignée recourbée : empêche à l'utilisateur de rallonger le manche à l'aide d'un raccord pour augmenter le bras de levier (la rupture du rajout peut déséquilibrer l'opérateur et provoquer sa chute).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Outil unique sur le marché développé en collaboration avec les Responsables Sécurité des grandes entreprises du Bâtiment.



Description

Gencod

Code court

Lg (cm)

Kg

Clé à étais Nanovib®

3157331442003

BA420N

65

1,25